

tommeetippee

2 in 1 thermometer

Thermomètre 2 en 1

2-in-1-Thermometer

Termómetro 2 en 1

Termometro 2 in 1

INSTRUCTIONS FOR USE

CONSIGNES D'UTILISATION

GEBRAUCHSANWEISUNG

ISTRUCCIONES DE USO

ISTRUZIONI PER L'USO

(please read and keep for future reference)


(veuillez les lire et les conserver pour toute consultation ultérieure)

(Bitte lesen und zur späteren Verwendung aufbewahren)

(léelas y guárdalas para consultarlas en el futuro)

(si prega di leggerle e conservarle come riferimento)

tommeetippee.com



EN

WARNINGS AND PRECAUTIONS

- This thermometer is not intended as a substitute for consultation with your doctor.
- Keep out of reach of children aged under 12 years.
- Do not allow children to take their own temperature unattended.
- To avoid risk of choking from swallowing small parts or batteries please keep the device out of the reach of children and pets.
- No modification of this equipment is permitted.
- No parts should be removed except when replacing a battery.
- Intended for household use only.
- Keep away from direct sunlight and heat sources as well as strong electromagnetic sources to avoid interference.
- Normal body temperature is a range which varies by the area of the body at which the temperature is taken. Therefore readings from different sites should not be directly compared. The range of normal can also vary from person to person so it is important that you determine your normal temperature range. We recommend that you practice taking temperatures on yourself and healthy family to pre-determine normal temperature ranges.

FUNCTIONS

In-Mouth

The mouth should remain closed for up to 5 minutes before taking a reading. Place the probe well under the tongue. Instruct child not to bite the probe. Measurement time = 8-15 seconds.

Under Armpit

The armpit is not an ideal site to measure body temperature because you're measuring the surface of the skin and not a closed body cavity. Ensure the armpit is dry. Place the thermometer under the armpit and press arm tightly next to the body. Ensure the sensor is covered under the armpit. We recommend a longer measuring time of 60+ seconds for this method.

HOW TO USE

- Please make sure the environment temperature is between 16°C - 31°C before use.
- Press power switch to turn the unit on.
- It will beep when you turn it on to indicate sufficient power and you will see this full segment screen for a few seconds:



- After the full segment screen, you will see the last measured value with "Last Memory" on the display.
- After a few more seconds the screen will display Lo°C or Lo°F. Then the °C or °F symbol will flash. Please wait for the symbol to flash 3 times before taking a measurement.
- The thermometer will beep when its finished taking a reading:

<i>Bibi - bibi - bibi</i> with green back light	normal reading	Below 37.6°C / 99.7°F
<i>Bibibibi - bibibibi - bibibibi</i> with red back light	fever alarm	Above 37.6°C / 99.7°F

- During measurement LCD will display Lo°C or Lo°F if the measured temperature is below 32°C / 90°F or will display Hi°C or Hi°F if the measured temperature is above 43.9°C / 111°F
- Turn off the unit by lightly pressing the power switch, or leave it for a few minutes and it will auto-off to save power.
- To maintain the accuracy of each measurement, please wait for at least 3 minutes before taking another measurement.

How to toggle between °C and °F:


Press switch to turn on and hold it down until the display shows Lo°C (with no flash), release the switch and within 2 seconds press it again. You do this to change from °C to °F or back.

CARE AND CLEANING

- Make sure the sensor is clean to ensure an accurate reading.
- We recommend you clean the sensor before every measurement.
- The thermometer is waterproof and can be wiped clean with water or cleaning lotion.
- We recommend using a 70% alcohol swab or cotton wool moistened with 70% alcohol to gently wipe the probe and sensor clean.
- Do not immerse in boiling water for sterilising.

REPLACING THE BATTERIES

- If the display becomes blurred or if this symbol appears on the LCD the battery must be replaced.
- To replace the battery, open the cover using a coin and remove the battery.
- Replace with a new battery (CR2032) then re-insert the cover with the coin, taking care not to damage the waterproof ring.



- To prevent battery corrosion, remove batteries from unit if you don't intend to use it for some time.
- Batteries should always be removed or replaced by an adult. Keep batteries away from children. Remove batteries if the Thermometer will not be used for some time.

PRODUCT SPECIFICATION

Measuring Range: 32.0°C~43.9°C (90°F~111°F)
Measuring time: About 8~10 seconds
Accuracy: ±0.1°C (±0.2°F) for 35.0~42.0°C (95°F~107.6°F) &±0.2°C (±0.4°F) for remaining range at an ambient of 22°C (71.6°F)
Display: 31/2 LCD digits (Unit of display: 0.1°C/0.1°F)
Battery: CR2032 lithium
Battery life: About 1000 times
Weight: 27 g

SYMBOL DESCRIPTIONS

The CE mark and Notified Body Registration Numbers, the requirement of Annex II from Medical Device Directive 93/42/EEC are met.

Indicates this device is subject to the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive in the European Union. To protect the environment, dispose of useless device at appropriate collection sites according to national or local regulations.

Battery recycling.

Please read the instructions for use.

Authorized representative in the European community.

WellKang Ltd. Suite B, 29 Harley Street LONDON W1G 9QR, England, United Kingdom

Cotron Technology Limited, Floor 4~6, Block 7, West of ZhouShi Road, XiXiang Street, Bao An Zone, ShenZhen, GuangDong, China. Tel: +852 2602 2021

BF type applied part.

FR

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Ce thermomètre ne doit en aucun cas remplacer une consultation chez votre médecin.
- Tenir hors de portée des enfants de moins de 12 ans.
- Ne pas laisser les enfants prendre leur température sans surveillance.
- Pour éviter les risques d'étouffement dus à l'ingestion de petites pièces ou de piles, veuillez tenir l'appareil hors de portée des enfants et des animaux.
- Il est interdit de modifier cet équipement.
- Ne retirer aucune pièce, sauf pour changer la pile.
- Réservé à un usage domestique.
- Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute source de chaleur, ainsi que des fortes sources électromagnétiques pour éviter les interférences.
- La température corporelle normale correspond à une fourchette de valeurs. Elle varie en fonction de la partie du corps où elle est relevée. Les températures prises sur différentes zones du corps ne peuvent être comparées directement les unes des autres. La fourchette normale peut également varier d'une personne à l'autre, il est donc important de déterminer les fourchettes de températures normales. Nous vous recommandons de vous entraîner à prendre votre température et celle des membres de votre famille en bonne santé afin de déterminer les fourchettes de températures normales.

MODES D'UTILISATION

Utilisation orale
Avant la prise de température, la bouche doit rester fermée pendant 5 minutes. Placez la sonde sous la langue. Demandez à l'enfant de ne pas mordre la sonde. Temps de mesure = 8 à 15 secondes.

Utilisation sous l'aisselle
La méthode de mesure sous l'aisselle n'est pas idéale pour mesurer la température corporelle, car vous mesurez la surface de la peau et non une cavité corporelle fermée. Assurez-vous que l'aisselle est sèche. Placez le thermomètre sous l'aisselle et maintenez le bras serré fermement contre le corps. Assurez-vous que le capteur est calé au creux de l'aisselle. Nous vous recommandons de laisser le thermomètre au moins 60 secondes pour cette méthode.

UTILISATION

- Avant toute utilisation, vérifiez que la température ambiante se situe entre 16 °C et 31 °C.
- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le thermomètre.
- Le thermomètre émet un bip indiquant un niveau de puissance suffisant et affiche l'intégralité des segments suivants pendant quelques secondes :



- Après affichage de l'intégralité des segments, la dernière valeur mesurée est indiquée, accompagnée de la mention « Last memory » (« dernière valeur mémorisée »).
- Après quelques secondes, l'écran affiche Lo°C ou Lo°F. Ensuite, le symbole °C ou °F clignote.
- Attendez que le symbole ait clignoté trois fois avant de prendre la température.
- Le thermomètre émet un bip une fois la température enregistrée :

<i>Bibi - bibi - bibi</i> avec une lumière verte	température normale	Moins de 37,6°C / 99,7°F
<i>Bibibibi - bibibibi - bibibibi</i> avec une lumière rouge	température indiquant une fièvre	Plus de 37,6°C / 99,7°F

- Pendant la prise de température, l'écran affiche Lo°C ou Lo°F si la température mesurée est inférieure à 32 °C/90 °F ou Hi°C ou Hi°F si la température mesurée est supérieure à 43,9 °C/111 °F
- Pour éteindre le thermomètre, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. En l'absence d'activité pendant quelques minutes, il s'arrête automatiquement pour économiser la pile.
- Afin de garantir la précision de chaque mesure, attendez au moins 3 minutes avant la prise suivante.


Changement des degrés Celsius (°C) en degrés Fahrenheit (°F) :
Allumez le thermomètre et maintenez le bouton Marche/ Arrêt enfoncé jusqu'à ce que l'écran affiche Lo°C (en continu). Relâchez ensuite le bouton et appuyez de nouveau dessus dans les 2 secondes pour changer les °C en °F et vice-versa.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Assurez-vous que le capteur est propre pour garantir des mesures précises.
- Nous vous recommandons de nettoyer le capteur avant chaque mesure.
- Le thermomètre est étanche ; il peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon doux, à l'eau ou avec une lotion désinfectante.
- Nous vous recommandons d'utiliser un tampon ou un coton imbibé d'alcool à 70% pour nettoyer délicatement la sonde et le capteur.
- Ne jamais stériliser le thermomètre dans de l'eau bouillante.

REMPACEMENT DE LA PILE

- Si l'écran devient flou ou affiche le symbole , vous devez remplacer la pile.
- Pour remplacer la pile, ouvrez le cache à l'aide d'une pièce de monnaie et retirez la pile usagée.
- Remplacez-la par une nouvelle pile (CR2032), puis replacez le cache à l'aide d'une pièce de monnaie, en prenant soin de ne pas endommager le joint d'étanchéité.



- Pour éviter la corrosion de la pile, retirez-la de l'appareil si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant la période prolongée.
- La pile doit toujours être retirée ou remplacée par un adulte. Tenir les piles hors de portée des enfants. Retirer la pile si le thermomètre n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Plage de mesure : 32,0°C~43,9°C (90°F~111°F)
Temps de mesure : Environ 8 à 10 secondes
Précision : ±0,1°C (±0,2°F) for 35,0~42,0°C (95°F~107,6°F) &±0,2°C (±0,4°F) pour la plage restante à une température ambiante de 22°C (71,6°F)
Affichage : Écran LCD 31/2 (résolution d'affichage : 0,1 °C/0,1 °F)
Pile : CR2032 lithium
Durée de vie de la pile : Environ 1 000 utilisations
Poids : 27 g

DESCRIPTIONS DES SYMBOLES

Marquage CE et numéros d'enregistrement des organismes notifiés, appareil conforme aux exigences de l'Annexe II de la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux..

Indique que cet appareil est soumis à la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques dans l'Union européenne. Pour protéger l'environnement, jetez les appareils usagés dans les sites de collecte appropriés conformément aux réglementations nationales et locales.

Recyclage des piles.

Veuillez lire les instructions d'utilisation.

Représentant autorisé dans la communauté européenne.

WellKang Ltd. Suite B, 29 Harley Street LONDON W1G 9QR, England, United Kingdom

Cotron Technology Limited, Floor 4~6, Block 7, West of ZhouShi Road, XiXiang Street, Bao An Zone, ShenZhen, GuangDong, Chine. Tél: +852 2602 2021

Partie appliquée de type BF.

Any questions? Visit **tommeetippee.com**

Distributed by:
Jackel International Limited trading as Mayborn Group
Northumberland Business Park West
Cramlington, Northumberland NE23 7RH, UK
0423040

Des questions ? Consultez le site **tommeetippee.fr**

Distribué par :
Jackel International Limited trading as Mayborn Group
Northumberland Business Park West
Cramlington, Northumberland NE23 7RH, Royaume-Uni
0423040

Haben Sie Fragen? Besuchen Sie **tommeetippee.com**

Vertrieb:
Jackel International Limited trading as Mayborn Group
Northumberland Business Park West, Cramlington,
Northumberland NE23 7RH, Vereinigtes Königreich
0423040

¿Tienes alguna pregunta? Visita **tommeetippee.com**

Distribuido por:
Jackel International Limited trading as Mayborn Group
Northumberland Business Park West
Cramlington, Northumberland NE23 7RH, Reino Unido
0423040

Avete delle domande? Visitate **tommeetippee.com**

Distribuito da:
Jackel International Limited trading as Mayborn Group
Northumberland Business Park West
Cramlington, Northumberland NE23 7RH, Regno Unito
0423040

